

wenn Sekunden zählen...

RETTUNGSDIENSTE · MILITÄR · POLIZEI · JOURNALISTEN · NGO · CONTRACTER

wenn Sekunden zählen...



CTC MEDICAL GMBH
PANKSTR. 8-10
13127 BERLIN
TELEFON: 030 91149656
FAX: 030 91149655
E-MAIL: INFO@CTCMEDICAL.DE
INTERNET: WWW.CTCMEDICAL.DE

LEADING THROUGH **MEDICAL TACTICAL EXPERIENCE**

Wir helfen helfen. Einsatznah und kompetent.



SAFE LIFE. SAFE MONEY.
DAS ERSTE TOURNIQUET, DAS MEHRFACH
VERWENDBAR IST.

SOF Tactical Tourniquet



SAFE LIFE. SAFE MONEY.

Das Tourniquet, das mehrfach verwendbar ist, im Training und im Einsatz.

Das SOF TT-W ist das Ergebnis einer 2-jährigen Entwicklung: in Labortests, und unter Einbeziehung von Anwendern in Einsatzgebieten, **Soldaten, Rettungssanitätern und Polizisten** wurde ein Tourniquet entwickelt, welches **effektiver, schneller** und in jeder Situation anwendbar ist.

Gleichzeitig stabil und leicht, und mit einem 4 cm breitem Abbindeband ausgestattet, um auch in schwierigen Situationen effektiv abbinden zu können. **Das SOF Tactical Tourniquet ist eines der besten, zur Zeit verfügbaren Tourniquets** und wird von allen professionellen und erfahrenen Anwendern, aufgrund der Stabilität, Zuverlässigkeit und einfachen Anwendbarkeit geschätzt.



SOFT TOURNIQUET

SOFT TOURNIQUET



100% EFFEKTIV. SOFT Tourniquets sind vom US Army Institute of Surgical Research geprüft und für 100% effektiv befunden worden.

SEHR EINFACH ANZUWENDEN. Das Anlegen eines SOFTT ist immer gleich, egal ob am Arm oder Bein. Die einfachste Anwendung unter Stress!

HALTBARKEIT UND STABILITÄT. SOFT Tourniquets sind aus den stabilsten Materialien gefertigt um in jeder Situation bestehen zu können – hier bricht nichts!

ABSOLUT ZUVERLÄSSIG. Das Design des SOFTT reduziert die Gefahren eines unbeabsichtigten Öffnens oder Fehlern durch Materialermüdung. Anders als bei Klettverbindungen funktioniert das SOFTT auch dann noch wenn es verschmiert, gefroren, nass oder vollgesogen ist.

Vorteile

Der neuartige, absolut sichere und einfach zu bedienende Verschluss des SOFT T erlaubt ein sehr schnelles Anlegen des Tourniquets, **ohne Einfädelungen**. Dadurch reduziert sich der Stressfaktor, die Zeitdauer des Anlegens wird verkürzt und der Blutverlust reduziert.

Das 4 cm breite Abbindeband gewährleistet eine höhere Kompression als bei den meisten anderen Standard Tourniquets, die häufig eine breite Schlaufe, aber ein nur 2,5 cm breites innenliegendes Band aufweisen. Das breitere Abbindeband erlaubt nicht nur eine höhere Kompression, sondern stellt auch einen höheren Komfort für den Verletzten dar.

Der Knebel des SOFT T WIDE ist wie bei allen SOFT T aus einem Stück Aluminium gefräst, und verhindert so Stabilitätsprobleme bei höherer Belastung, zum Beispiel bei der Applikation am Oberschenkel.

